

Cubee Mini-Centrifuge

Mini-centrifuge

모듈을 교체할 필요 없이, 하나의 모듈에서 3가지 타입의 튜브를 모두 지원하여 사용이 편리한 미니 원심분리기



Cubee는 컴팩트한 사이즈의 원심분리기로 3가지 타입의 튜브를 지원하는 장치입니다. 다른 경쟁사의 장치는 사용하는 튜브에 따라 모듈을 교체해야 하는 불편함이 있지만 Cubee는 한 가지 모듈이 3가지 크기(2ml, 0.5ml, 0.2ml)의 튜브에 호환이 가능하기 때문에 훨씬 간편하게 사용이 가능합니다. 다양한 성능 테스트를 거쳐 내구도를 인증 받았고 한 손으로 작동 가능하기 쉽게 디자인되어 편리합니다.

3 in 1 rotor, Patented

- 8 x 1.5 -2 ml tube
- 8 x 0.5 ml tube
- 16 x 0.2 ml PCR tube

