

# 더 강력해진 Cool rack! HIQ Cooler Series

오래 오래 Cool하게!  
한층 더 업그레이드 된 Cool rack을  
직접 경험 해 보세요!


✓ *No Ice*  
✓ *No Pollution*  
✓ *No transform*




\* 최초 사용 시에는 냉동실에서 최소 4시간 이상,  
사용 후에도 냉동보관 해 주세요!

## HIQ Cooler feature


**일반 메탈 블럭과 자사 제품과의 보냉 유지 시간 비교**  
2~3시간 길어진 보냉 시간으로 냉동 보관만 하면 OK!






**일반 메탈 블럭과 자사 제품과의 물기 생성 비교**  
얼음을 사용하지 않아 물기 생성이 적어 오염으로부터 안전하게 실험 가능



**일반 메탈 블럭과 자사 제품과의 작업 공간 비교**  
아이스메이커나 박스가 필요하지 않아 적은 공간에서의 사용이 용이하고, 반복 사용에도 변형 없음



## HIQ Cooler series



## How to use



- 5°C 이하
- 5°C~10°C 이하
- 10°C 이상

온도에 따른 색상의 변화로 교체 시기를 쉽게 확인 가능

## Order information

품 번	제 품 명	규 격
HIQ-C96	HiQ Cooler, 0.2mL tubes	0.1 ml, 0.2ml tube or 96well plate (96 holes)
HIQ-C40	HiQ Cooler, 2.0mL tubes	1.5ml/2.0 ml tubes (40 holes)
HIQ-C12	HiQ Cooler, 5mL/15mL tubes	5ml/15ml tubes (12 holes)
HIQ-C06	HiQ Cooler, 50mL tubes	50ml tubes (6 holes)