

신축성 좋은 천연 라텍스장갑

Medicom, Dr. Guard Latex Gloves

제품 정보

우수한 핏의 라텍스 장갑으로 편안한 착용감
정밀 작업, 세척 및 손의 위생이 필요할 때 사용

색상: 아이보리 | 사이즈: XS, S, M, L

원산지: 말레이시아

포장단위: 100pcs/pk | 10pk/box

제품코드: Medi-101312

구매문의: cs@biod.co.kr

사이즈 정보

(단위 : mm)



사이즈	길이	너비
XS	240	74
S		84
M		94
L		105

* 너비 오차범위 ± 0.5mm

닥터가드 라텍스 장갑

Dr. Guard®
Optimal Fit Latex Gloves



파우더프리



일회용



미끄럼방지

Medicom®
Pride in Protection

 Proud Leaders
in Infection Control Since 1988

 **Medicom®**
Pride in Protection

bio 