

UP-D899MD

A6 디지털 흑백 써멀 프린터



소개 UP-D899MD는 컴팩트한 A6 흑백 디지털 프린터로, 소니의 의료용 프린터 UP-898 시리즈의 후속 모델입니다. 이미지 정확도 향상, 사용자 인터페이스/프린트 미디어 커터 개선, 환경 성능 개선 덕분에 빠른 속도로 뛰어난 품질의 흑백 인쇄가 가능합니다.

속성 **폭넓은 PC 호환성**
여러 환경에 최대한 유연하게 대처할 수 있도록 다양한 Windows 10, 11용 PC 드라이버가 제공됩니다. 호환 모드를 선택하면 898/897 드라이버를 사용할 수 있습니다.

의료 안전 기준 준수
미국 및 EU에 의료용 장치로 보급되는 제품으로서 제품 안전 기준(예: IEC 60601-1)을 준수합니다.
자세한 내용은 가까운 소니 영업점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.

사양

사양	
인쇄 방법	직접 감열 인쇄
해상도	325dpi
그래데이션	8비트(256레벨) 처리
사진 요소	디지털: 1,280 x 2,560 도트
사진 영역	100 x 200mm(3 7/8 x 7 7/8인치)
용지 크기	용지 너비 110mm(4 3/8인치)
인쇄 시간	고속 모드: 이미지당 약 2초(표준 설정 시)(1,280 x 960 도트) 정속 모드: 이미지당 약 3.8초(표준 설정 시)(1,280 x 960 도트)
인터페이스	고속 USB 커넥터(USB 2.0): C 타입(데이터 수신용)(1개)
프린터 드라이버 소프트웨어	Microsoft Windows 10, 11
사진 요구사항	AC 100V - 240V, 50/60Hz
입력 전류	0.75A~0.5A
작동 온도	10°C~40°C(50°F~104°F)

사양

작동 습도	20%~80%(비응결)
보관 및 운송 온도	-20°C~+60°C(-4°F~+140°F)
보관 및 운송 습도	20 ~ 90%(응결 현상 허용 안 됨)
치수(W*H*D)	154 × 88 × 208mm(6 1/8 × 3 1/2 × 8 1/4인치)
중량	2.0kg(4lb 6.5oz)(프린터만)
포함 액세서리	써멀 헤드 청소 시트(1) CD-ROM(1) 이 프린터를 사용하기 전에(1) 서비스 연락처 목록(1) 유럽 국가 고객용 정보(1)
EC 지침	* 근사치입니다. 미국 및 EU에 의료용 장치로 보급되는 제품으로서 제품 안전 기준(예: IEC 60601-1)**을 준수합니다. ** 자세한 내용은 가까운 소니 영업점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.

갤러리

