

HiVac

Blood Collection Tubes

정확한 채혈, 신뢰할 수 있는 검사 결과

HiVac 채혈튜브는 안정적인 진공도와 우수한 첨가제 품질을 바탕으로
정확한 검체 채취와 신뢰성 있는 검사 결과를 제공하는 진공 채혈 시스템입니다.
병원, 검진센터, 임상검사실 및 연구기관에서 요구하는 높은 품질 기준을 충족하도록 설계되었습니다.

정확한 채혈량

- 균일한 진공도 유지
- 안정적인 검체 채취
- 검사 결과의 정확성 향상

뛰어난 품질관리

- 엄격한 생산 공정 및 품질 관리
- Lot 간 우수한 일관성

우수한 검체 안정성

- 고품질 첨가제 사용
- 검체 변성 최소화
- 장시간 안정적인 검체 보관

편리한 사용성

- 컬러 캡 적용으로 식별 용이
- 자동분석기와 우수한 호환성



HiVac 제품 라인업

HiVac Serum Tube

9mL

일반 채혈 및 검체 수집용 튜브로
다양한 검사 전 단계에서 사용 가능합니다.

주요 특징

- 안정적인 진공 채혈
- 우수한 검체 보존성
- 정확한 채혈량 확보



HiVac Serum Gel Tube

8mL

혈청 분리용 튜브로 Serum Separator Gel과
Clot Activator가 적용되어 신속하고 깨끗한
혈청 분리를 지원합니다.

주요 특징

- 빠른 응고 유도
- 우수한 혈청 분리 성능
- 검체 오염 최소화



HiVac EDTA Tube

9mL

EDTA 첨가제를 사용하여 혈액 응고를
효과적으로 억제하며 전혈(Whole Blood) 검체
분석에 적합합니다.

주요 특징

- 혈구 형태 보존
- 우수한 항응고 효과



HiVac Heparin Tube

9mL

Heparin 첨가제를 사용하여 혈액 응고를 방지하고
혈장(Plasma) 검체를 확보할 수 있습니다.

주요 특징

- 신속한 혈장 분리
- 우수한 검체 안정성



	Color	제품명	제품번호	검체	첨가제	용량	규격
●	Red	HiVac Serum Tube	B103090	Serum	Clot Activator	9mL	1,200pcs/box
●	Dark Yellow	HiVac Serum Gel Tube	B113080	Serum	Clot Activator with Gel	8mL	1,200pcs/box
●	Lavender	HiVac EDTA Tube	B213090	Plasma	EDTA-K3	9mL	1,200pcs/box
●	Green	HiVac Heparin Tube	B413090	Plasma	Sodium Heparin	9mL	1,200pcs/box